

ENDRINGSLOGG

INNHALDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse	1
Endringslogg 2017.151.1.....	3
UD-17.136 BETALINGSTERMINAL NETS – NEW DRIVERS FULL SUPPORT WINDOWS 10.....	3
UD-17.137 UTESTÅENDE NOT SHOWIN CROSSED PAYMENTS CORRECTLY.....	3
UD-17.139 NEW XML FILE HELFO TAKSTER VALID FROM 01/01/2018 IS NOW PART OF THE INSTALLATION OF VERSION 151.1 AND LATER.	3
Endringslogg 2017.151.2.....	3
UD-17.133 CHANGE PHONE NUMBERS IN HJELP AND LISENS.....	3
UD-17.138 ACCESS VIOLATION THAT TRIGGERS SOMETIMES WITHOUT USER INTERACTION.....	4
UD-17.140 WHEN MAKING A PLAN AND THEN MOVE TO UTFØRT, HELFO IS NOT UPDATED.....	4
Endringslogg 2017.151.3.....	4
UD-17.141 BUG DETECTING FRIKORT PROPERLY IN REFUSJON IN SOME CASES.....	4
Endringslogg 2017.151.4.....	4
UD-17.142 HARDCODED HELFO FOR SPECIAL TAKST 501 WHICH REQUIRES SELECTING TIME FOR TREATMENT.....	4
Endringslogg 2017.151.5.....	4
UD-17.143 PLANLAGT – “VIS LAGREDE OVERSLAG” IS NOT SAVING A LINE IN THE JOURNAL AFTER PRINTING.....	4
Endringslogg 2018.152.....	4
UD-17.044 LOGO ISSUES.....	4
UD-17.046 MAKE SURE WE’RE NOT ALLOWING INVALID COMBINATIONS.....	5
UD-17.047 MINIMUM TIDSFORBRUK.....	5
UD-17.048 MAX REPETISJON PR ÅR.....	5
UD-17.049 REPETISJONSPROSENT/REDUSERT REFUSJON.....	5
UD-17.051 CHANGES IN REFUSJON FOR TAKST 9 WHEN ONLY HALF REFUSJON.....	5
UD-17.053 WRONG AMOUNT SET ON BETALINGSAVTALE.....	5
UD-17.067 WHEN IMPORTING HELFO TAKSTER WE MUST ALSO UPDATE AUTOMATICALLY THE FEES IN THE MODULE “REGISTRE > TAKSTER”.....	5
UD-17.094 REMOVE TEXT “I LØPET AV 2010”.....	5
UD-17.095 CHANGE JOURNALLINE WHEN MAKING A BET.AVT.....	6
UD-17.096 SALDO BETALINGSAVTALE DOESN’T UPDATE.....	6
UD-17.097 BETALINGSAVTALE CANNOT CONTAIN DECIMALS.....	6
UD-17.128 FIX ISSUE WITH DELBETALING.....	6
Endringslogg 2018.152.1.....	6
UD-17.155 UPDATE START LOGO TO 2018.....	6

Endringslogg 2018.152.2.....6

UD-18.001 WHEN UPGRADING, ERROR IN AUTOMATIC BACKUP WHEN INFODENT IS ALSO INSTALLED (TWO FIREBIRDS AND TWO DIFFERENT PORTS IN THIS CASE)6

UD-18.002 WHEN UPGRADING TO A NEW DENTAL VERSION, THE PROCESS CAN BE DONE FROM ANY CLIENT, NOT NECESSARILY STARTING FROM THE SERVER.....6

UD-18.003 WINDOWS “ANGI TIDSFORBRUK FOR TAKST 501” WAS NOT SHOWING VALUES CORRECTLY WHEN THE OPTION “BENYTT TAKSTER FRA” IN BRUKERINNSTILLINGER WAS DIFFERENT THAN THE CURRENT YEAR OR AUTO. ...7

UD-18.004 PLANLAGT – APART FROM CHANING THE ICON NOW THE TEXT IS RED WHEN THERE IS CONTENT IN THE JOURNAL SECTION8

ENDRINGSLOGG 2017.151.1

UD-17.136 BETALINGSTERMINAL NETS – NEW DRIVERS FULL SUPPORT WINDOWS 10

Full integrasjon mot betalingsterminaler fra NETS med Windows 10.

UD-17.137 UTESTÅENDE NOT SHOWIN CROSSED PAYMENTS CORRECTLY

En behandler kan ha utestående på en pasient, mens en annen behandler kan ha til gode på samme pasient, resultatet av dette kalles kryssbetalinger. Utestående viser nå hva som har inntruffet i klarhet, og i flere tilfeller vil dette resultere i at utestående = 0.


UD-17.139 NEW XML FILE HELFO TAKSTER VALID FROM 01/01/2018 IS NOW PART OF THE INSTALLATION OF VERSION 151.1 AND LATER.

Inkludert HELFO-takster fra 01/01/2018 i installasjon av versjon 2017.151.1 og senere versjoner av Nextsys.

ENDRINGSLOGG 2017.151.2

UD-17.133 CHANGE PHONE NUMBERS IN HJELP AND LISENS

Endring til korrekt support-nummer (33 03 57 70.) i "Hjelp"- og "Lisens"-modulen.



The screenshot displays two parts of the software interface. The top part is the 'Hjelp' (Help) menu, which lists various options including 'Innhold...', 'Søk for hjelp om...', 'Hvordan bruke hjelp...', 'Brukerdokumentasjon - PDF', 'HELFO dokument - PDF', 'HELFO nytt regelverk og nye takster - PDF', 'Elin-T', 'Endringslogg', 'Nextsys Journalsystem Online...', 'Medilink EDI system Online...', 'Helsenett', and 'Om Nextsys'. The 'Nextsys Journalsystem Online...' option is highlighted. The bottom part is the 'Lisens' (License) dialog box, which contains a warning message: 'For å utvide din lisens kan du kontakte Nextsys support på tlf 930 49 210. Vi utvider din lisens over telefon.' Below this, there are fields for 'Registrert på:' (Christina Jacobsen), 'Lisens gyldig t.o.m.:' (31.01.2021), 'Lisens nr:' (7002549), and 'Sikkerhetskode 30:'. There are also buttons for 'Lagre', 'OK', and 'Avbryt'.

UD-17.138 ACCESS VIOLATION THAT TRIGGERS SOMETIMES WITHOUT USER INTERACTION

Problem ved at det var huket av for bruk av MediLink, selv om MediLink ikke var installert på klienten. Rettet dette, og utbedret prosedyre for håndtering av liknende tilfeller.

UD-17.140 WHEN MAKING A PLAN AND THEN MOVE TO UTFØRT, HELFO IS NOT UPDATED

Når en bruker forandrer klinikkens honorar i planlagt, for så å flytte planlagt oppgave til utført, ble ikke endringene tatt med.

Dette er nå rettet.

ENDRINGSLOGG 2017.151.3

UD-17.141 BUG DETECTING FRIKORT PROPERLY IN REFUSJON IN SOME CASES

En feil der samleregninger har blitt avslått av HELFO grunnet at pasienter uten frikort, har blitt markert med frikort. Feil håndtering av informasjon i personalia, og dette er nå rettet.

ENDRINGSLOGG 2017.151.4

UD-17.142 HARDCODED HELFO FOR SPECIAL TAKST 501 WHICH REQUIRES SELECTING TIME FOR TREATMENT

Feil i tidsdebiteringsmodulen ved bruk av HELFO-takst 501. Ved bruk av denne modulen ville ukorrekte verdier for refusjon bli tildelt journalinjen.

ENDRINGSLOGG 2017.151.5

UD-17.143 PLANLAGT – “VIS LAGREDE OVERSLAG” IS NOT SAVING A LINE IN THE JOURNAL AFTER PRINTING

Ved utskrift av prisoverslag genereres det nå igjen en linje etter utskrift av prisoverslag i journalen til kunde.

ENDRINGSLOGG 2018.152

UD-17.044 LOGO ISSUES

Gjort det mulig for bruk av logo i andre bilde-formater enn .BMP, og i tillegg gjort det mulig for bruk av logoer i landskaps-format (liggende/horisontale).

UD-17.046 MAKE SURE WE'RE NOT ALLOWING INVALID COMBINATIONS

Ytterligere sikring for å synliggjøre bruk av "ugyldige kombinasjoner" av HELFO-takster.

UD-17.047 MINIMUM TIDSFORBRUK

Bruk av tidsdebitering på takst 501 fra Journal-bildet viste fjorårets takster.

UD-17.048 MAX REPETISJON PR ÅR

Ytterligere sikring for å synliggjøre bruk av "max repetisjoner" av HELFO-takster per år.

UD-17.049 REPETISJONSPROSENT/REDUSERT REFUSJON

Flyttet verdier for repetisjonsprosent/reduisert refusjon fra programmet til databasen, og Nextsys vil hente oppdaterte verdier fra HELFO-takstene i database.

UD-17.051 CHANGES IN REFUSJON FOR TAKST 9 WHEN ONLY HALF REFUSJON

Hvis takst 9 legges til to ganger, vil det tredje tilfellet ha 50% refusjon, men om man bestemmer seg for å slette en av disse repetisjonene blir nå alle linjene rekalkulert, for og igjen justere til 100% refusjon.

Når det kommer til takstene mellom (403..407) og (410..418). Om man har lagt til flere av disse end ag, men man sletter en av disse kodene (same dag), rekalkuleres alle linjene for å avgjøre hvilken av de resterende kodene som er den dyreste, og man vil få 100% refusjon og de resterende får 50%.

UD-17.053 WRONG AMOUNT SET ON BETALINGSAVTALE

Feil beløp blir vist i bet.avt.-modulen etter opprettelse av ny betalingsavtale. Dette er rettet og hensyn til eventuelle gebyr er tatt.

UD-17.067 WHEN IMPORTING HELFO TAKSTER WE MUST ALSO UPDATE AUTOMATICALLY THE FEES IN THE MODULE "REGISTRE > TAKSTER"

Ved import av nye HELFO-takster får man også nå mulighet for å oppdatere egne takster under Registre>Takster automatisk.

UD-17.094 REMOVE TEXT "I LØPET AV 2010"

Dukket tidligere opp en melding om at "Dette utvikles i forbindelse med ELIN-T prosjektet i 2010" om man forsøkte å sende "Samleregning Helsenett" uten å ha tilkobling til MediLink. Endret melding til å nå vise "MediLink er ikke tilgjengelig".

UD-17.095 CHANGE JOURNALLINE WHEN MAKING A BET.AVT.

Endret informasjonslinje i journal etter inngått betalingsavtale fra "Inngått betalingsavtale, <dato>" til "Inngått betalingsavtale, <dato> for total - <totalsum>. Termingebyr <termingebyr>."

UD-17.096 SALDO BETALINGSAVTALE DOESN'T UPDATE

Ved registrerte innbetalinger mot en betalingsavtale blir nå saldo korrekt oppdatert i forhold til innbetalingene.

UD-17.097 BETALINGSAVTALE CANNOT CONTAIN DECIMALS

Rettet feil der man ikke kunne registrere en betalingsavtale på en sum med desimaler.

UD-17.128 FIX ISSUE WITH DELBETALING

Retten en feil der faktura betalt med delbetaling ikke ble fullført med en automatisk slutfaktura.

ENDRINGSLOGG 2018.152.1

UD-17.155 UPDATE START LOGO TO 2018

Endret logo ved oppstart av Nextsys til 2018-logo.

ENDRINGSLOGG 2018.152.2

UD-18.001 WHEN UPGRADING, ERROR IN AUTOMATIC BACKUP WHEN INFODENT IS ALSO INSTALLED (TWO FIREBIRDS AND TWO DIFFERENT PORTS IN THIS CASE)

Sikkerhetskopierings-programmet som kjøres ved oppgradering prøvde tidligere alltid å bruke port 3050. Men i de tilfellene der InfoDent, og FireBird 1.5 er installert på port 3050, og Nextsys Dental bruker 3055, vil sikkerhetskopieringen feile. Sikkerhetskopierings-programmet tar nå korrekt port fra %localappdata%\Nextsys\Nextsys Dental\Nextsys.ini.

UD-18.002 WHEN UPGRADING TO A NEW DENTAL VERSION, THE PROCESS CAN BE DONE FROM ANY CLIENT, NOT NECESSARILY STARTING FROM THE SERVER

Ikke lenger ett krav til å kjøre oppgradering på server før klientene. Gjort så man kan kjøre den initielle sikkerhetskopieringen fra en hvilken som helst klient/server.

UD-18.003 WINDOWS "ANGI TIDSFORBRUK FOR TAKST 501" WAS NOT SHOWING VALUES CORRECTLY WHEN THE OPTION "BENYTT TAKSTER FRA" IN BRUKERINNSTILLINGER WAS DIFFERENT THAN THE CURRENT YEAR OR AUTO.

Ved bruk av takst 501 med tidsdebitering ble ikke korrekt takst satt, hvis man brukte HELFO-takster fra annen periode. Dette er nå rettet.

Angi tidsforbruk for takst 501 - verdier fra: 01/01/2018 , ved kortere tid enn 30 min. reduseres refusjonen

Taksten benyttes ved systematisk behandling rettet mot årsaken til marginal periodontitt med sikte på å oppnå infeksjonskontroll. Ved bruk av taksten skal følgende elementer inngå i behandlingen:

- Subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein
- Eventuelle tiltak for røykeavvenning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon Opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon

Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. Takst 501 kan også brukes ved kortere behandlingsseanser. Ved kortere behandlingsseanser reduseres refusjonsbeløpet tilsvarende kortere tidsbruk, fordelt slik:

Tidsbruk	Honorar	Refusjon	Egenandel
<input checked="" type="radio"/> 30 min	895.-	480.-	415.-
<input type="radio"/> 20 min	595.-	180.-	415.-
<input type="radio"/> 15 min	445.-	30.-	415.-
<input type="radio"/> 10 min	300.-	0.-	300.-

Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår.

OK
Avbryt

Opstart / recall | Journal | Journal-moduler | Avtalebok | HELFO / refusjon | Regnskap | Utseende | Diverse | Printeroppsett | Logo | Makroer

Legg inn standardinnstillinger

HELFO / Refusjon

- Deaktiver automatisk låsing av refusjonsskjema ved direkteoppgjør.
- Ikke overfør egenandel til journal (brukeren lager selv linje for egenbetaling i journalen)
- Ikke lag linje for fratrukket refusjon for giroer og kvitteringer.
- Skjul gamle trygdekontor moduler
- Tillat skjema uten dir. oppgj. ved direkte oppgjør.
- Benytt elektronisk oppgjør
- Tillat flere datoer på samme skjema (OBS! Hvis dette valget er på kan man ikke sende skjemaene elektronisk da elektronisk oppgjør ikke godtar flere datoer på samme skjema.)
- Vis kjeveort. takster

Benytt takster fra: **Auto**

- Oppdater innslag 01/01/2018 (506-517 = per 01/07/2017 01/01/2017)
- Benytt tidsdebitering 01/01/2016 01/01/2015 01/01/2014 01/01/2013
- Marker refusjonsjournal
- Benytt gamle refusjonsmouur

HELFO / Refusjon standardverdier

'Stønadskrav gjelder': 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjev

ICD-10 standard diagnose kode: [] [-]

Rettigheter i DOT

ICD-10-DA (WHO) koder

- Benytt ICD-10-DA (WHO) koder i stedet for ICD-10 koder
- Vis ICD-10 DA (WHO) journallinjer

Frikort innstillinger i journal

Advarsel i journal om frikort ikke er registrert og egenandel overskrider kr.: []

Vis informasjonslinjer med frikort-beløp

HELFO advarsler

- Advar om manglende ICD-10 diagnose (HELFO avviser ikke elektroniske krav uten diagnose, men man bør alltid føre diagnose)

HELFO skjema

- Benytt skjema fra 2013 (refusjon 75-åring)
- Benytt 2015-skjema

Refusjonsmodul journal



- Deaktiver forhåndsvisning av utskrift
- Automatisk registrering av utskrift
- Avrunding på kommabeløp
- Utskrift - kvitt. for egenandel som standard
- Automatisk ny regning ved nytt innslagspunkt

HELFO regnskap

- Benytt automatisk fakturering
- Hvis klinikkens honorar er lavere enn dep. takst. ønskes refusjon/egenandel nedjustert tilsvarende
- Tillat nedjustering av refusjon/egenandel

Lagre
OK
Avbryt

UD-18.004 PLANLAGT – APART FROM CHANING THE ICON NOW THE TEXT IS RED WHEN THERE IS CONTENT IN THE JOURNAL SECTION

Etter endring i fanene der  representerte at det ikke var noe i planlagt i journalen til pasienten, og  indikerte at det var noe planlagt hos pasienten, har det kommet ønsker fra flere om at også teksten "Planlagt" skal bli rød, som den ble tidligere.